

voco

HIGHLIGHTS

Σύνθετη Ρητίνη Υψηλής Απόδοσης


GrandioSO Unlimited –
Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης
4mm σε 5 Cluster-Shades

Ζωτικής σημασίας και κατάλληλο για καθημερινή χρήση

Διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού και κάλυψη του πολφού με το βιοϋλικό MTA vpt (Vital Pulp Therapy)

Εύγευστο

Profluorid Varnish+BioMin με βιοϋαλο είναι η νέα δύναμη για την σκλήρυνση της αδαμαντίνης



GrandioSO
Unlimited

GrandioSO Unlimited

Σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης 4mm σε 5 Cluster-Shades

Ενώ οι αισθητικές σύνθετες ρητίνες γενικής χρήσης πρέπει να τοποθετούνται με διαστρωμάτωση και πολυμερισμό επιπέδων 2 mm, πράγμα πολύπλοκο, οι bulk σύνθετες ρητίνες προσφέρουν το πλεονέκτημα της εφαρμογής στην κοιλότητα σε επίπεδα έως και 4 mm. Παρόλ'αυτά, λόγω της ανεπαρκούς αισθητικής τους, οι bulk σύνθετες ρητίνες χρησιμοποιούνται συνήθως μόνο για την οπίσθια περιοχή. Η VOCO έχει πλέον επιλύσει το ζήτημα αυτό με την νέα σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης GrandioSO Unlimited. Το αισθητικό υλικό μπορεί να τοποθετηθεί σε στρώσεις έως και 4 mm μέσα στην κοιλότητα και ενδείκνυται τόσο για τις πρόσθιες όσο και για τις οπίσθιες περιοχές. Χρειάζεστε λοιπόν μόνο μια παχύρρευστη σύνθετη ρητίνη γενικής χρήσης!

Cluster-Shade-System

Επιπλέον, μόνο με 5 αποχρώσεις σε απόθεμα, βρίσκεστε σε πλεονεκτική θέση για την καθημερινή σας πρακτική και μπορείτε να μειώσετε σημαντικά το στοκ σας. Χάρη στο απλοποιημένο σύστημα αποχρώσεων, τα 5 Cluster-Shades είναι ικανά να καλύψουν και τις 16 κλασικές VITA® αποχρώσεις.

GrandioSO Unlimited	A1	A2	A3	A3.5	A4
VITA® classical	A1 B1 C1 D2	A2 B2	A3 B3 D4	A3.5 C2 C3 D3 B4	A4 C4

Σύνθετη Ρητίνη Υψηλής Απόδοσης

Με την εντυπωσιακή περιεκτικότητα ενισχυτικών συστατικών 91% κατά βάρος, το GrandioSO Unlimited θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία σύνθετων ρητινών υψηλής απόδοσης όσον αφορά την σταθερότητα και την αντοχή. Το χαμηλό ποσοστό συρρίκνωσης όγκου κατά 1,44% μειώνει τον κίνδυνο κακού σχηματισμού οριακού κενού και οριακού αποχρωματισμού και συμβάλει στις πιο υψηλής ποιότητας αποκαταστάσεις.



Κερδίστε
20%*

Trial Kit

10 × 0,3 g Κάψουλες
(2 × : A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ 10 × Futurabond U SingleDose,
+ Κάρτα αποχρώσεων

REF 6257

66,00 € ~~83,30 €~~ **

Σετ Σύριγγες

5 × 4,5 g Σύριγγες
(A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ Κάρτα αποχρώσεων

REF 6258

356,70 € ~~446,50 €~~ **

Σετ Κάψουλες

75 × 0,3 g Κάψουλες
(15 × : A1, A2, A3, A3.5, A4)
+ Κάρτα αποχρώσεων

REF 6270

356,70 € ~~446,50 €~~ **

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε να βρείτε στο www.voco.dental.

Η Σύνθετη Ρητίνη Υψηλής Απόδοσης

Γενικής χρήσης

Για την πρόσθια και οπίσθια περιοχή

Υψηλή σταθερότητα και αντοχή

91% κ/β ενισχυτικά συστατικά

5 Cluster-Shades

Κάλυψη και των 16 VITA® κλασικών αποχρώσεων

Χωρίς διαστρωμάτωση

4 mm πάχος στρώσης

Εξαιρετική αισθητική

Άριστη στίλβωση




MTA vpt

Διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού στην καθημερινή πρακτική – βιοσυμβατό και χωρίς μονομερή

Μια βιοσυμβατή, σταθερή και αδιαπέραστη από βακτήρια επισφράγιση πολφού, είναι σημαντική για την ζωτικότητα του πολφού. Με το MTA vpt, η VOCO προσφέρει ένα υλικό Mineral Trioxide Aggregate (MTA) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. Στο πλαίσιο της Vital Pulp Therapy (VPT), το MTA vpt μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ουδέτερο στρώμα κοιλότητας, άμεση και έμμεση κάλυψη πολφού όπως επίσης και ως θεραπεία πολφού μετά από πολφοτομή (μερική ή ολική). Ως μέρος της διαχείρισης της τερηδόνας, η υπολειμματική τερηδονισμένη οδοντίνη μπορεί επίσης να επισφραγιστεί αξιόπιστα με MTA vpt.

Το MTA vpt απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου και υδροξειδίου κατά την φάση πήξης του, τα οποία διεγείρουν τις διαδικασίες αναγέννησης του ίδιου του σώματος και τον σχηματισμό τριτογενούς οδοντίνης. Το υψηλό pH που προκύπτει είναι γνωστό για τη βακτηριοστατική του δράση και υποστηρίζει την επαναμεταλλοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο, το MTA vpt δημιουργεί ένα σταθερό και αδιαπέραστο από βακτήρια προστατευτικό φράγμα – την βέλτιστη βάση για τη διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού.



- **Αξιόπιστο:** μεταλλοποιείται για να σχηματίσει μία σταθερή και αδιαπέραστη από τα βακτήρια κάλυψη
- **Χρονικά αποδοτικό:** άμεση περαιτέρω επεξεργασία χάρη στην επίστρωση χωρίς πίεση
- **Πρακτικό:** για χρήση σε επιλεκτική ή σταδιακή διαχείριση τερηδόνας και θεραπεία ζωντανού πολφού



MTA vpt

Ανάμιξη με το χέρι
10 g σκόνη + 10 ml υγρό

REF 1645

165,00 €



MTA vpt AC

25 κάψουλες


REF 1646

179,00 €

Αποφυγή ενδοδοντίας.

Διαφύλαξη πολφού.

Διατήρηση της ζωτικότητας του πολφού στην καθημερινή κλινική πράξη





Φθορισμός που δεν του διαφεύγει τίποτα:

Bifix Temp fluorescent

Διπλού-πολυμερισμού προσωρινό υλικό συγκόλλησης με βάση την σύνθετη ρητίνη

Bifix Temp fluorescent

5 ml QuickMix Σύριγγα
+ παρελκόμενα

REF 1056

57,50 €



Φθορίζον υλικό συγκόλλησης

Χειρολαβή, φορτιστής μπαταρίας, καλώδιο τροφοδοσίας, 2 βάσεις συσκευής, ελαστικό προστατευτικό, προστατευτικά φύλλα, προστατευτικά γυαλιά

REF 9070

316,70 €



AlignerFlow LC

Φθορίζουσα σύνθετη ρητίνη για attachments σε διάφανους νάρθηκες

2 x 2 g Σύριγγες A1

REF 1526


2 x 2 g Σύριγγες A2

REF 1527

2 x 2 g Σύριγγες A3

REF 1528

83,50 €



Φθορίζον υλικό ρητίνης για aligner attachments

CURE & CHECK

TwinWave

- Υψηλή απόδοση: Προηγμένης ισχύς εξόδου 1.300 mW/cm²
- Ελαφρύς και εύχρηστος σχεδιασμός: συνολικό βάρος μόνο 75 g
- Εύκολο στη χρήση: Λειτουργία μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το touch screen
- Συνεχώς έτοιμο προς χρήση: μόνιμα περιλαμβάνεται

ανιχνεύει περίσσειες, εξοικονομεί χρόνο, εξασφαλίζει ασφάλεια



Φθορίζον υλικό ανασύστασης κολοβώματος

Η έξυπνη
και ισχυρή
λάμπα 2 σε 1

για πολυμερισμό φωτός
και ανίχνευση φθορισμού

ave

NEO

τεχνολογίας LED με υψηλή

ασμός: Μεταλλικό περίβλημα,

(φώτο πολυμερισμός, ανίχνευση φθορισμού) που
ώντας έναν πρακτικό περιστροφικό διακόπτη
παταρία αντικατάστασης που

Φθορίζον υλικό εμφράξης για προσωρινές

Rebilda DC fluorescent

Το πρώτο υλικό ανασύστασης και σύστημα συγκόλλησης αξόνων με ενεργοποίηση φθορισμού

Φύσιγγα 50 g,
φθορίζουσα οδοντίνη,
+ παρελκόμενα

REF 1399
197,00 €

QuickMix σύριγγα 10 g
φθορίζουσα οδοντίνη,
+ παρελκόμενα

REF 1406
84,30 €



Clip F fluorescent

Φωτο-πολυμεριζόμενο εμφρακτικό υλικό για προσωρινές αποκαταστάσεις

Clip F fluorescent
2 x 4 g Σύριγγες

REF 1288
57,80 €



Profluorid Varnish + BioMin

Σκληραίνει σημαντικά την εξασθενημένη αδαμαντίνη – σε τέσσερις ευχάριστες γεύσεις

Το καθιερωμένο φθοριούχο βερνίκι – VOCO Profluorid Varnish – λαμβάνει την προσθήκη βιούαλου από το BioMin. Αυτό το αόρατο βιογυαλί διαλύεται παρουσία σάλιου και απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου και φωσφορικού άλατος, τα οποία υποστηρίζουν την επαναμεταλλοποίηση του δοντιού. Σε συνδυασμό με το φθόριο από το βερνίκι, σχηματίζονται κρυσταλλικές δομές στην επιφάνεια του δοντιού, οι οποίες σκληραίνουν σημαντικά την εξασθενημένη από το οξύ για παράδειγμα, αδαμαντίνη.

Μια πραγματικά διπλή προστασία μαζί με την γνωστή απευαισθητοποίηση!



Κερδίστε
25%*

200 x 0,40 ml SingleDose

Καραμέλα REF 2276
Κεράσι REF 2277
Μέντα REF 2278
Τσιχλόφουσκα REF 2279

373,80 € ~~498,40 €**~~

50 x 0,40 ml SingleDose

Καραμέλα REF 2270
Κεράσι REF 2271
Μέντα REF 2272
Τσιχλόφουσκα REF 2273

124,60 €

10 ml Σωληνάρια

Καραμέλα REF 2266
Κεράσι REF 2267
Μέντα REF 2268
Τσιχλόφουσκα REF 2269

35,30 €

Ανάμικτες γεύσεις

48 x 0,40 ml SingleDose
Ανάμικτα: Καραμέλα, Κεράσι,
Μέντα, Τσιχλόφουσκα

REF 2274

124,60 €

Profluorid Varnish

Οδοντικό βερνίκι απευαισθητοποίησης με φθόριο (5 % NaF)

Η υπερευαισθησία προκαλείται κυρίως από εκτεθειμένα οδοντικά σωληνάρια. Επομένως, ο στόχος της θεραπείας είναι η κάλυψη αυτών των σωληναρίων. Το Profluorid Varnish είναι ένα φθοριούχο βερνίκι που καλύπτει αποτελεσματικά τα οδοντικά σωληνάρια που εκτίθενται στον αυχένα των δοντιών ή στην προετοιμασία μιας κοιλότητας.

Πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Γρήγορη απευαισθητοποίηση και απελευθέρωση φθορίου (22.600 ppm φθόριο)
- Εύκολο στην εφαρμογή – ανθεκτικό στην υγρασία
- Διαθέσιμο σε επτά ευχάριστες γεύσεις
- Οικονομική εφαρμογή σε λεπτά στρώματα, μεγάλος αριθμός εφαρμογών

Κερδίστε
25%*



10 ml Σωληνάρια

Πεπόνι REF 1267 Καραμέλα REF 2232
Μέντα REF 2234 Κεράσι REF 2233
Pina Colada REF 2237 Cola Lime REF 2236

30,60 €

200 x 0,40 ml SingleDose

Πεπόνι REF 1271 Τσιχλόφουσκα REF 2239
Μέντα REF 2231 Κεράσι REF 2230
Pina Colada REF 2243 Cola Lime REF 2241
Καραμέλα REF 2229

324,90 € ~~433,20 €**~~

5 x 1,70 ml Αμπούλα

Πεπόνι REF 2235

29,30 €

Ανάμικτες γεύσεις

4 x 10 ml Σωληνάρια
Ανάμικτα: Μέντα, Πεπόνι,
Κεράσι και Καραμέλα

REF 2971

91,80 € ~~122,40 €**~~

Futurabond U

Στα πρακτικά *SingleDose*

Πίσω από το Futurabond U βρίσκεται μια εκτενής διαδικασία έρευνας και ανάπτυξης με έναν στόχο στο μυαλό: να προσφέρει ένα συγκολλητικό γενικής χρήσης, δίνοντας στον οδοντίατρο τίποτα άλλο παρά μόνο πλεονεκτήματα και αξιοπιστία, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για οποιοδήποτε άλλο σύστημα συγκόλλησης μέσα στο οδοντιατρείο.

Το Futurabond U θέτει νέα πρότυπα αναφορικά με την αντοχή στον δεσμό και ιδιαίτερα με την ευέλικτη και πολύμορφη εφαρμογή του.

50 *SingleDose*

50 × Futurabond U
+ παρελκόμενα

REF 1571

122,40 €

200 *SingleDose*

200 × Futurabond U
+ παρελκόμενα

REF 1572

427,80 € ~~489,60 €~~**

Κερδίστε
12%*




Grandio blocs & Grandio disc

Νανο-κεραμικά υβριδικά CAD/CAM

υλικά για μόνιμες αποκαταστάσεις και επένδυση σκελετών

Τα Grandio blocs/Grandio disc εντυπωσιάζουν με τις φυσικές τους αξίες όσον αφορά την ελαστικότητα, την αντοχή και την υψηλή περιεκτικότητα σε ενισχυτικά συστατικά 86% κατά βάρος. Ως αποτέλεσμα, είναι πιο κοντά στο φυσικό δόντι από κάθε άλλο υλικό για έμμεσες αποκαταστάσεις. Τα Grandio blocs/Grandio disc είναι υλικά επιλογής και είναι ανώτερα των συμβατικών υλικών αποκατάστασης. Μπορούν εύκολα να φινιριστούν ενδοστοματικά και να στυλβωθούν με υψηλή λάμψη.



Πηγή: Dr. Felipe Moura, Βραζιλία

	Για την πρόσθια περιοχή							Για την οπίσθια περιοχή			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
no. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
no. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030



Διαθέσιμο σε
12 mm, 15 mm
και 18 mm

Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)

Για παράδειγμα:

A2 REF 6217

A3 REF 6218

436,50 €

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε να βρείτε στο www.voco.dental.

Διαθέσιμο
και για
Planmill®



Grandio blocs

5 × no. 12 LT/HT

REF βλέπε πίνακα

112,40 €

Grandio blocs

5 × no. 14L LT/HT

REF βλέπε πίνακα

121,20 €

Bifix Veneer LC



Ασφάλεια και αισθητική –
συγκόλληση όψεων με ιδανική ροή εργασίας

Η ιδιαίτερα αισθητική φωτο-πολυμεριζόμενη νανο-υβριδική σύνθετη ρητίνη συγκόλλησης Bifix Veneer LC με ενισχυτικά συστατικά 81% κατά βάρος, δημιουργήθηκε ειδικά για την απλή και ασφαλή συγκόλληση όψεων, ενθέτων και επενθέτων από σύνθετη ρητίνη ή κεραμικό.

Η ιδέα της καθαρής απόχρωσης με τις **τρεις αποχρώσεις bright** (φωτεινό), **clear** (καθαρό) και **warm** (ζεστό) καθιστά την τοποθέτηση των όψεων εύκολη και επιτρέπει μια θετική επίδραση στο αισθητικό αποτέλεσμα. Χάρη στον ακριβή συντονισμό των try-in pastes, η επιλογή της σωστής απόχρωσης είναι εύκολη και το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να ελεγχθεί εκ των προτέρων.

Μια διαισθητική και αποτελεσματική ιδέα αποχρώσεων για μέγιστη αισθητική επιτυχία

bright <<<<<< **clear** >>>>>> **warm**



για λεύκανση των όψεων για ουδέτερη απόχρωση των όψεων attachment για σκούρυνση των όψεων

Πηγή: Prof. Carlos Torres, Βραζιλία

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στον οδοντιατρικό σας σύμβουλο της ομάδας μας **VOCO** ή στον προμηθευτή σας για τις παραγγελίες σας.

*Σε σχέση με την μεμονωμένη αγορά **Σύνολο τιμών μονάδας

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τους συνεργάτες λιανικής. Οι τιμές αναφέρονται στον κατάλογο RRP και δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Καμία ευθύνη για λάθη εκτύπωσης.



Σετ Bifix Veneer

3 × 2 g Σύριγγες Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g Σύριγγες Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
+ παρελκόμενα

REF 1428

168,90 € ~~211,80 €**~~

Σετ Bifix Veneer System

3 × 2 g Σύριγγες Bifix Veneer LC
3 × 2,5 g Σύριγγες Bifix Veneer Try-In
(bright, clear, warm)
2 ml Σύριγγα Vococid
20 τμχ SingleDose Futurabond U
20 τμχ SingleDose Ceramic Bond
10 τμχ Sticky Tim
+ παρελκόμενα

REF 1429

265,00 € ~~335,00 €**~~

Περαιτέρω πακέτα και μεμονωμένες αποχρώσεις μπορείτε να βρείτε στο www.voco.dental

VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3

27472 Cuxhaven

Γερμανία



voco.dental